


# Comptage des varroas au sucre glace

## Fabriquer son flacon de comptage

Il faut :

- Une scie cloche de 5.1 cm de  $\varnothing$  à monter sur une perceuse,
- Un pot en verre type pot à miel 1kg (H : 15 cm,  $\varnothing$  : 7,5 cm),
- Un disque de 6,5 cm de  $\varnothing$  en grillage plastique, mailles entre 2,5 et 3.5 mm d'ouverture (à découper par ex. à partir d'une tapette à mouche ou d'un grillage de protection arbre anti-lapins...),
- De la colle super-glue, un marqueur ou ruban adhésif de couleur.



Fabrication :

Clouer le couvercle sur une planche en bois de façon à le fixer pour la découpe. Une fois la découpe effectuée, ébavurer la coupe, placer le morceau de grillage plastique à l'intérieur du couvercle et mettre un filet de super glue sur le pourtour.

Remplir votre pot de 100 ml d'eau, tracer le niveau au marqueur ou à l'aide d'un fin ruban adhésif, ce niveau correspond à 300 abeilles environ.

Votre flacon est prêt à l'emploi !